

Mission[®]



Medidor del Perfil de Lípidos

PRUEBA
Lipídica
3 en 1

Colesterol
Trigliceridos
HDL
LDL



ACON Laboratories, INC.
10125 Mesa Rim Road / San Diego, CA 92121
Phone: 858-875-800 • www.aconlabs.com



Medidor del Perfil de Lípidos

- Colesterol Total (CHOL)
- Lipoproteína de alta densidad (HDL)
- Triglicéridos (TRIG)
- Lipoproteína de baja densidad calculada, relación CHOL / HDL
- Evaluación de riesgo cardíaco (CHD)



Característica

Tipo de analizador

Metodología

Tipo de prueba

Tiempo de resultados

Memoria

HCT

Volumen de la muestra

Tipo de muestra

Rango de medición de CHOL

Rango de medición HDL

Rango de medición TRIG

Interfaz de PC

Condiciones de operación

Medidor de condiciones de almacenamiento:

Tira:

Strip Shelf Life

Fuente de alimentación

Duración de la batería

Dimensiones del medidor (Largo x Ancho x Alto)

Dimensiones de la pantalla (Largo x Ancho)

Peso excluyendo baterías

Especificación

Portátil (POCT)

Fotometría de reflectancia

Colesterol total (CHOL), lipoproteína de alta densidad (HDL), triglicéridos (TRIG), lipoproteína de baja densidad calculada (LDL), relación CHOL / HDL, evaluación del riesgo cardíaco (CHD)

≤ 2 minutos

200 resultados con fecha / hora

30-50%

10µL (pruebas individuales) o 35µL (prueba de panel lipídico 3-1)

Sangre entera, suero o plasma capilar o venoso

100-500 mg / dL (2.59-12.93 mmol / L)

15-100 mg / dL (0.39-2.59 mmol / L)

45-650 mg / dL (0.51-7.34 mmol / L)

Mini-USB

15-40 ° C (59-104 ° F)

0-50 ° C (32-122 ° F)

2-30 ° C (36-86 ° F)

18 meses

4 pilas AAA o adaptador de CA

> 1,000 pruebas

137 mm x 79 mm x 26 mm (5.4 "x 3.1" x 1.0 ")

50 mm x 50 mm (2.0 "x 2.0")

145 g (5.11 oz)



Diseño
compacto y
ergonómico.



Mission®